

DATEN AUTOKLAVEN

VARIOKLAV® MedLine



Technische Daten

Außenmaße (H/B/T)	mm	700/530/850 mm
Nutzraummaße (H/B/T)	mm	330/330/630 mm
Beschickungshöhe über Tisch	mm	125
Nutzbares Volumen	Liter	65
Zulässiger Betriebsdruck (von Vakuum bis abs.)	4.0 bar	
Dampferzeuger (Wasser- / Gesamtvolumen)	Liter	5,0 / 16,0
Fraktioniertes Vorvakuum	kPa	7 / 7 / 7
Gewicht	kg	170
Werkstoff für Druckbehälter	DIN 17440	1.4571
Norm		DIN EN 285
Zulässige Betriebstemperatur	°C	140 °C
Max. Betriebsüberdruck / Vakuum	bar	3,0 / -1
Temperaturtest	G 1"	DIN EN 285:2016
Prüfzeichen nach MPG / benannte		CE / 0036 / 0123
Europäische Druckgeräte-Richtlinie	Kategorie	I

Beladekapazität

Textilien	(kg)	8
Instrumente	(kg)	25
Verpackte Hohlkörper	(kg)	8
Infusionsflaschen 250 ml	(St.)	36
Infusionsflaschen 1.000 ml	(St.)	18