

DATEN STANDAUTOKLAVEN

VARIOKLAV® GreenLine



Technische Daten

		80S	140S	160S	180 S
Außenmaße (B/T/H)	[mm]	600/500/1030	00/600/1130	700/600/1230	700/600/1330
Nutzvolumen	(l)	78	14	160	180
Gesamtvolumen	[l]	80	148	168	188
Speisewasservolumen (l)	[l]	5	7		
Betriebstemperatur	(°C)	98° – 135°			

Beladekapazität

Laborflaschen

Nutzvolumen (l)	Nutzraumverlängerung (mm)		Rund (500 ml)	Rund (1.000 ml)	Rund (2.000 ml)
135	–		66	45	16
Vierkant (250 ml)	Vierkant (500 ml)	Erlenmeyer-Kolben (1.000 ml)		Abfall Feststoffe (kg)	
140	66	24		30	