

DATEN DAMPFTÖPFE

VARIOKLAV® OrangeLine



Technische Daten

B / H / T	[mm]	500 / 750 / 620
Nutzraum	[mm]	400
Nutztiefe	[mm]	600
Nutzinhalt	[dm ³]	95
Leistungsaufnahme	[kW]	3,4
Wärmeabgabe an die Umgebung		ca. 25 % bis 35 % der Nennheizleistung
Netzanschluss		230 VAC / 50 Hz
Steckdose/Sicherung		Schuko Steckdose / T 16 A
Nennstrom	[A]	14,8
Gewicht (incl. Bodenauf- lage und zwei Gitterkörbe)	[kg]	70
Umgebungstemperatur	[°C]	+5 bis +40
relative Feuchte	[%]	10 bis 100
Luftdruck	[hPa]	500 bis 1060
Einstellbarer Temperaturbereich	[°C]	40 bis 98
Auflösung	[K]	±1
Schutzklasse		I
IP-Schutzart (Steuerung)		IP 20
Sicherungen		F1 (primär): T 1 A F2 (sekundär): M 3,15 A F3 (Radialgebläse, nur Typ DT-EH): T 1 A