

DATEN TISCHAUTOKLAVEN

VARIOKLAV® GreenLine



Technische Daten

		80 T	140 T	160 T	180 T	200 T
Außenmaße (B/T/H)	[mm]	600/800/580	700/900/680	700/1000/680	700/1100/680	
		700/1200/680				
Nutzvolumen	(l)	72	136	154	172	188
Gesamtvolumen	[l]	80	148	168	188	208
Speisewasservolumen (l)	[l]	5	8	10	12	14
Betriebstemperatur	(°C)	98° – 135°				

Beladekapazität

Laborflaschen

Nutzvolumen (l)	Nutzraumverlängerung (mm)	Rund (500 ml)	Rund (1.000 ml)	Rund (2.000 ml)
135	–	66	45	16
Vierkant (250 ml)	Vierkant (500 ml)	Erlenmeyer-Kolben (1.000 ml)	Abfall Feststoffe (kg)	
140	66	24	? 30	